

Invacare® TWISTER TWISTER-JUNIOR



MANUEL DE MAINTENANCE

Dans ce manuel, vous trouverez des
remarques relatives :



au dépistage d'erreur
au contrôle des pièces
aux réparations

Edition : 10.2001

Manuel de maintenance Twister/Twister-Junior

Remarques générales

Ce manuel de réparation contient toutes les informations nécessaires à la maintenance et à la remise en état des deux variantes de fauteuil roulant.

- Les travaux qui ne concernent que le Twister-Junior sont repérés en conséquence.
- Les travaux de maintenance et de remise en état sont à exécuter selon ce manuel de réparation.
- Observer tous les conseils de sécurité.
- Pour des informations relatives à l'utilisation, voire à des travaux de maintenance et d'entretien généraux, veuillez consulter le manuel d'utilisation respectif du fauteuil roulant.
- Vous trouverez des informations relatives à l'échange complet des systèmes de siège pour le Twister-Junior dans les instructions de montage Systèmes de siège Twister-Junior.
- Pour des informations relatives à la commande de pièces de rechange, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées.
- Sous réserve de modifications visant le progrès technique.
- Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer la maintenance et la remise en état du fauteuil roulant.
- La condition préalable minimale pour le technicien de maintenance est une formation correspondante, p. ex. en tant que mécanicien pour deux roues ou pour véhicules d'orthopédie, voire une expérience professionnelle analogue de plusieurs années. Le technicien est également supposé savoir se servir des dispositifs de mesure (multimètre).
- Pour tout problème et toute question, veuillez vous adresser au service clientèle INVACARE :

Centrale :	Tél.	** 49 5731-754-0
	Fax	** 49 5731-754-111

Service clientèle :		
	Tél.	** 49 5731-7545-(70-80)
	Fax	** 49 5731-7542-(08-16)

Adresse :	Invacare Deutschland GmbH
	Dehmer Str. 66
	32549 Bad Oeynhausen

Postfach :	Invacare Deutschland GmbH
	Postfach 60 01 06
	32 527 Bad Oeynhausen

- Toute modification sur le fauteuil roulant résultant de travaux de maintenance et d'entretien exécutés de façon inappropriée ou incorrecte entraîne l'exclusion de la garantie de la part d'INVACARE.

Manuel de maintenance Twister/Twister-Junior

Remarques relatives au transport

- Si le fauteuil roulant doit être envoyé au fabricant pour une réparation importante, toujours utiliser l'emballage d'origine pour le transport.
- Joindre une description aussi détaillée que possible du défaut.

Dans ce manuel de réparation, vous trouverez les symboles suivants :



Remarque :

Ce symbole caractérise des remarques générales destinées à attirer l'attention sur des particularités et des simplifications pour le démontage / montage.



Attention :

Absolument tenir compte des conseils de sécurité caractérisés par ce symbole.